

D.B.M. C-LOCK 4%


STERILE SODIUM CITRATE 4%

Sodium citrate 4% sterile "lock" solution for intravenous catheters.
 Sterile - Latex-free - Disposable

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION
 SODIUM CITRATE TRIBASIC DIHYDRATE 40 g
 Excipients: ACIDO CITRICO MONOHYDRATE q.s. to pH 6.7 - WFI q.s. to 1000 mL

DEVICE TYPE
 Sterile, pyrogen-free, ready-to-use Medical Device - Class Ib.
 Medical Device not subject to a medical prescription

- PACKAGING**
PC0131A1: 3 mL disposable pre-filled syringe, filled to 2.5 mL, with Luer Lock adapter, individually packaged in a PET/PP paper pouch.
PC0131A2: 3 mL disposable pre-filled syringe, filled to 2.5 mL, with Luer Lock adapter, twin packaged in a PET/PP paper pouch.
PC0131A3: 3 mL disposable pre-filled syringe, filled to 3 mL, with Luer Lock adapter, individually packaged in a PET/PP paper pouch.
PC0131A4: 3 mL disposable pre-filled syringe, filled to 3 mL, with Luer Lock adapter, individually packaged in a PET/PP paper pouch.
PC0131A5: 3 mL disposable pre-filled syringe, filled to 3 mL, with Luer Lock adapter, twin packaged in a PET/PP paper pouch.
PC0131A6: 5 mL disposable pre-filled syringe, filled to 3 mL, with Luer Lock adapter, individually packaged in a PET/PP paper pouch.
PC0131A7: 5 mL disposable pre-filled syringe, filled to 3 mL, with Luer Lock adapter, twin packaged in a PET/PP paper pouch.
PC0131A8: 5 mL disposable pre-filled syringe, filled to 5 mL, with Luer Lock adapter, individually packaged in a PET/PP paper pouch.
PC0131A9: 10 mL disposable pre-filled syringe, filled to 3 mL, with Luer Lock adapter, individually packaged in a PET/PP paper pouch.
PC0131A10: 10 mL disposable pre-filled syringe, filled to 5 mL, with Luer Lock adapter, individually packaged in a PET/PP paper pouch.
PC0131A11: 10 mL disposable pre-filled syringe, filled to 10 mL, with Luer Lock adapter, individually packaged in a PET/PP paper pouch.
PC0131A12: 10 mL disposable pre-filled syringe, filled to 10 mL, with Luer Lock adapter, twin packaged in a PET/PP paper pouch and in a second lumen pouch.
PC0131A13: 20 mL disposable pre-filled syringe, filled to 15 mL, with Luer Lock adapter, individually packaged in a PET/PP paper pouch.
PC0131A14: 20 mL disposable pre-filled syringe, filled to 20 mL, with Luer Lock adapter, individually packaged in a PET/PP paper pouch.

Only the contents and the outside of the syringe are sterile with all types of packaging. The syringe and the product are moist-heat stable in autoclave.

The volume reported on the label refers to the filling volume of the syringe. The graduated scale reported on the label of the empty syringe (without syringe) has no measuring function.

INTENDED USE
 The Medical Device is intended for the safe practice of vascular access. Its function is to maintain the central venous catheters (CVC) patent in the intertidal interval, also performing an anticoagulant function. The presence of citrate triggers a chelating action for the calcium ions in the blood and tissues, making them no longer available for the coagulative cascade. Therefore, this solution eliminates the risks of systemic anticoagulation connected with the use of heparin as a lock solution and ensures total safety and handiness thanks to the ready-to-use pre-filled syringe.

By adopting an aseptic procedure, D.B.M. C-LOCK 4% can be used on the sterile field.

SPECIAL INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONARY MEASURES

- To be used only by suitably trained medical staff who are capable to take all necessary precautions.
- Do not administer intravenously directly.
- Do not use the product for purposes other than its intended use.
- Do not use the product if the packaging is open or damaged. If the syringe is not perfectly intact or if the cap is so damaged that the syringe leaks.
- Do not use the product if the solution is not colorless or if it contains particulate matter.
- Once opened, the device must be used immediately and disposed of after use.
- Single-use only. Dispose any partially used solution in a way which may cause cross contamination between patient and operator.
- Do not re-sterilize.
- Do not let air into the syringe and do not allow air to get trapped in the fluid path. Use only with compatible Luer Lock adapters.
- If the vascular access device is not adequately sealed, closing may result in thrombosis.
- Do not use an injection volume greater than the lumen primary volume specified by the manufacturer of the vascular access device.
- Should blood be taken through the catheter, consider that even minimal residues of sodium citrate can lead to incorrect clinical results.
- Keep out of reach and sight of children.

CONTRAINDICATIONS AND SIDE EFFECTS

If a portion of sodium citrate, which is inside the catheter during the intertidal interval, inadvertently gets into the patient's bloodstream, chelation of calcium ions may occur, resulting in hypocalcemia and hypernatremia, as well as possible emergence of parasthesia and/or dysesthesia.











INSTRUCTIONS FOR USE



- Check the validity of the expiry date reported on the sealing side of the pouch.
- Open the pouch and take out the syringe. Check the correct position of the syringe cap, the transparency of the solution and the absence of particulate matter. If necessary, place the syringe on a sterile field.
- Clear the catheter from any previously used closure solutions by sucking up with an empty sterile syringe.
- Wash the lumens of each chamber, using a sterile isotonic solution (Sodium Chloride 0.9%), to clean up any residual haematic components from previous operations.
- Flush the chamber, with closure cap inserted, to remove the rubber seal.
- Remove the protective cap, making sure that no contact contamination of the syringe Luer cone occurs.
- Remove the syringe in a vertical position and eliminate any air bubbles.
- Connect the syringe to the Luer Lock adapter on the vascular access device while taking care to avoid any contact contamination of the syringe Luer cone.
- Slowly inject (5-10 seconds) the amount of "lock" solution in accordance with the instructions of the manufacturer of the vascular access device and according to the procedure adopted by your institution.
- Do not inject an amount exceeding the volume of the catheter lumen.
- After use, dispose of the empty syringe and any unused solution volume in accordance with the national regulations in force.

SHELF-LIFE
 3 years in an intact pouch.

STORAGE

Store the syringes tightly sealed, away from direct light and heat sources, at a temperature between +5 °C and +30 °C. Do not freeze. The expiration date refers to the product in its intact packaging and correctly stored. Do not use the Medical Device after the expiration date.

SYMBOLS USED ON THE LABEL	
	Do not reuse - Disposable
	Manufacturer
	Product code
	Moist-heat sterilized
	Production batch
	Expiry date
	Temperature limits for storage
	Refer to the instructions for use
	Latex-free
 Medical Device compliant with Directive 93/42/CEE	
D.B.M. Srl Via dell'Industria, 2 - 23030 Tovo di Sant'Agata (SO) - Italy T +39 0342 771613 - info@dbmitalia.it - www.dbmitalia.it	


D.B.M. C-LOCK 4%


SODIO CITRATO 4% STERILE

Soluzione "lock" di sodio citrato al 4% sterile per cateteri intravascolari.
 Sterile - Senza lattice - Monouso

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
 SODIO CITRATO TRIBASICO DIIDRATO 40 g
 Excipienti: ACIDO CITRICO MONOHIDRATO q.s. a pH 6,7 - ACQUA PPI q.s. a 1000 mL

TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO
 Dispositivo Medico sterile ed aprogeno, pronto per l'uso - Classe Iib.
 Dispositivo Medico non soggetto a prescrizione medica.

- CONFEZIONAMENTO**
PC0131A1: siringa pre-riempita monouso da 3 mL, riempita a 2,5 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.
PC0131A2: siringa pre-riempita monouso da 3 mL, riempita a 2,5 mL, con attacco Luer Lock, confezionata doppia in busta doppia carta-PET/PP.
PC0131A3: siringa pre-riempita monouso da 3 mL, riempita a 3 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.
PC0131A4: siringa pre-riempita monouso da 3 mL, riempita a 3 mL, con attacco Luer Lock, confezionata doppia in busta di carta-PET/PP.
PC0131A5: siringa pre-riempita monouso da 3 mL, riempita a 3 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.
PC0131A6: siringa pre-riempita monouso da 5 mL, riempita a 3 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.
PC0131A7: siringa pre-riempita monouso da 5 mL, riempita a 3 mL, con attacco Luer Lock, confezionata doppia in busta di carta-PET/PP.
PC0131A8: siringa pre-riempita monouso da 5 mL, riempita a 5 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.
PC0131A9: siringa pre-riempita monouso da 10 mL, riempita a 3 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.
PC0131A10: siringa pre-riempita monouso da 10 mL, riempita a 3 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.
PC0131A11: siringa pre-riempita monouso da 10 mL, riempita a 5 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.
PC0131A12: siringa pre-riempita monouso da 10 mL, riempita a 5 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.
PC0131A13: siringa pre-riempita monouso da 10 mL, riempita a 10 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.
PC0131A14: siringa pre-riempita monouso da 10 mL, riempita a 10 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP e in un secondo busta di alluminio.
PC0131A15: siringa pre-riempita monouso da 20 mL, riempita a 15 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.
PC0131A16: siringa pre-riempita monouso da 20 mL, riempita a 20 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.
PC0131A17: siringa pre-riempita monouso da 20 mL, riempita a 20 mL, con attacco Luer Lock, confezionata singolarmente in busta di carta-PET/PP.

Per tutte le tipologie di confezionamento, solo il contenuto e l'esterno della siringa sono sterili. La siringa e il prodotto sono sterilizzati in autoclave con calore umido.

The volume reported in etichetta si riferisce al volume di riempimento della siringa. La scala graduata, riportata sull'etichetta del confezionamento primario (siringa), non ha funzioni di misura.

DESTINAZIONE D'USO
 Questo Dispositivo Medico è destinato alla gestione sicura degli accessi vascolari. Ha la funzione di mantenere pervii i cateteri venosi centrali (CVC) nell'intervallo intertidale, svolgendo anche una funzione anticoagulante. La presenza del citrato determina un'azione chelante per gli ioni calcio presenti nel sangue e nei tessuti, rendendoli non più disponibili per la cascata coagulativa. Per ciò, questa soluzione elimina i rischi di una anticoagulazione sistemica associata all'uso di eparina come soluzione di lock e garantisce completa sicurezza e praticità grazie alla siringa pre-riempita pronta all'uso.

Adottando una tecnica asettica, D.B.M. C-LOCK 4% può essere utilizzato in campo sterile.

AVVERTENZE SPECIALI E PRECAUZIONI D'IMPIEGO

- Da usare solo da personale medico sanitario adeguatamente preparato e quindi in grado di adottare tutte le opportune precauzioni necessarie.
- Non somministrare per via intravenosa.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi o previsti dalla sua destinazione d'uso.
- Non usare il prodotto se l'imballaggio è aperto o danneggiato, se la siringa non è perfettamente integra o se il tappino presenta danni tali da provocare perdite dalla siringa.
- Non utilizzare il prodotto se la soluzione non è incolore o contiene materiale particolato.
- Una volta aperto, il dispositivo deve essere immediatamente utilizzato ed eliminato dopo l'uso.
- Esclusivamente a usage unique. Procedere à l'emploi de tout produit utilisé partiellement ou dont la réutilisation pourrait provoquer des contaminations croisées entre le patient et le professionnel de santé.
- Non re-steriliser.
- Non immettere aria nella siringa e non permettere che rimanga intrappolata aria nel percorso del fluido. Utilizzare solo con connettori Luer Lock compatibili.
- Se il dispositivo d'accesso vascolare non è sufficientemente chiuso, è possibile che si formino coaguli, con conseguente trombosi.
- Se si deve prelevare un volume di iniezione superiore al volume di priming del lumen specificato dal produttore del dispositivo di accesso vascolare.
- Se il risultato di una iniezione non è quello atteso, si può ripetere l'iniezione.
- Se si deve prelevare un volume d'iniezione superiore al volume di ammoraggio di la lumiere indiqué par le constructeur du dispositif d'accès vasculaire.
- Si des prises de sang doivent être réalisées à travers le cathéter, il convient de tenir compte du fait que des résidus - même minimes, de citrate de sodium, peuvent donner lieu à des résultats cliniques erronés.
- Se il risultato di una iniezione non è quello atteso, si può ripetere l'iniezione.
- Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.

CONTRAINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI

In caso di citrato di sodio contenuto nel catetere durante l'intervallo intertidale, entri inavvertitamente nel circolo del organismo del paziente, possono verificarsi fenomeni di chelazione degli ioni calcio con conseguente ipocalcemia e ipernatremia, oltre a possibili manifestazioni di parestesia e/o di dysestesia.

MODE D'EMPIJO

- Usare il dispositivo per un singolo paziente.
- Prima di garantire un'applicazione sterile del prodotto, il personale di sanità dovrà rispettare le procedure in vigore nei l'istituzione.
- Verificare l'validità della data di scadenza specificata sul lato di saldatura della busta.
- Aprire il busta ed estrarre la siringa. Verificare il corretto posizionamento del tappino della siringa, la trasparenza della soluzione e l'assenza di particelle. Posizionare la siringa su un campo sterile.
- Eliminare i residui di soluzioni di chiusura del catetere precedentemente impiegate, aspirando con una siringa sterile vuota.
- Lavare i lumen e ogni camera, impiegando una soluzione isotonica sterile (cloruro di sodio 0.9%), per rimuovere tutti i residui ematici.
- Eliminare il tappino, assicurandosi che non vi sia contatto con la punta del cono Luer.
- Rimuovere il tappino con il tappo di chiusura inserito, per вернуть il imbuto del gommino.
- Rimuovere il tappino con il tappo di chiusura, assicurandosi che non vi siano contaminazioni a contatto del cono Luer della siringa.
- Collegare la siringa al raccorder Luer Lock, assicurandosi che non vi sia contatto con la punta del cono Luer della siringa.
- Collegare la siringa al raccorder Luer Lock montato sul dispositivo di accesso vascolare, prestando attenzione ad evitare qualsiasi contaminazione mediante contatto del cono Luer della siringa.
- Iniettare lentamente la quantità di soluzione "lock" in conformità con le raccomandazioni del produttore del dispositivo di accesso vascolare e secondo la procedura adottata dal proprio istituto.
- Non iniettare una quantità superiore al volume del catetere.
- Dopo l'uso, gettare la siringa vuota ed eventuali volumi di soluzione non utilizzati secondo le norme nazionali vigenti.

PERIODO DI VALIDITÀ
 3 anni da confezionamento d'origine intacto.

CONSERVAZIONE

Conservare le siringhe perfettamente ferme, all'abri da la lumiera direct ed a una temperatura comprise entre + 5 °C et + 30 °C. Ne pas congeler. La date d'expiration se réfère au produit, correctement conservé, dans un emballage intact. Ne pas utiliser le dispositif Médical Device après l'expiration date.

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'ETICHETTA	
	Non riutilizzare - Monouso
	Fabricante
	Codice prodotto
	Sterilizzato a calore umido
	Lotto di produzione
	Data di scadenza
	Limiti di temperatura per lo stoccaggio
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Assenza di lattice
 Dispositivo Medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE	
D.B.M. Srl Via dell'Industria, 2 - 23030 Tovo di Sant'Agata (SO) - Italy T +39 0342 771613 - info@dbmitalia.it - www.dbmitalia.it	


D.B.M. C-LOCK 4%


CITRATE DE SODIUM 4% STERILE

Solution verrou de citrate de sodium 4% stérile pour cathétres intraveineux.
 Stérile - Sans latex - A usage unique

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
 CITRATE DE SODIUM TRIBASIQUE DIHYDRATE 40 g
 Excipients: Citrones - Monohydrat q. s. bis pH 6.7 - WASSER FÜR INJEKTIONSZWECKE q. b. zu 1000 ml

TYPE DES DISPOSITIF
 Stériles, pyrogénés, prêts-à l'emploi, classe Iib.
 Dispositif médical non soumis à prescription médicale.

- CONFEZIONAMENTO**
PC0131A1: siringa pre-riempita a usage unique de 3 mL, remplie à 2,5 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans un étui en papier-PET/PP.
PC0131A2: siringa pre-riempita a usage unique de 3 mL, remplie à 2,5 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée en double dans un étui en papier-PET/PP.
PC0131A3: siringa pre-riempita a usage unique de 3 mL, remplie à 3 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans un étui en papier-PET/PP.
PC0131A4: siringa pre-riempita a usage unique de 3 mL, remplie à 3 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée en double dans un étui en papier-PET/PP.
PC0131A5: siringa pre-riempita a usage unique de 3 mL, remplie à 3 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée en double dans un étui en papier-PET/PP.
PC0131A6: siringa pre-riempita a usage unique de 5 mL, remplie à 3 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans un étui en papier-PET/PP.
PC0131A7: siringa pre-riempita a usage unique de 5 mL, remplie à 3 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée en double dans un étui en papier-PET/PP.
PC0131A8: siringa pre-riempita a usage unique de 5 mL, remplie à 5 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans un étui en papier-PET/PP.
PC0131A9: siringa pre-riempita a usage unique de 10 mL, remplie à 3 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans un étui en papier-PET/PP.
PC0131A10: siringa pre-riempita a usage unique de 10 mL, remplie à 3 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée en double dans un étui en papier-PET/PP.
PC0131A11: siringa pre-riempita a usage unique de 10 mL, remplie à 5 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans un étui en papier-PET/PP.
PC0131A12: siringa pre-riempita a usage unique de 10 mL, remplie à 5 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée en double dans un étui en papier-PET/PP.
PC0131A13: siringa pre-riempita a usage unique de 10 mL, remplie à 10 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans un étui en papier-PET/PP.
PC0131A14: siringa pre-riempita a usage unique de 10 mL, remplie à 10 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans un étui en papier-PET/PP et dans un deuxième étui en aluminium.
PC0131A15: siringa pre-riempita a usage unique de 20 mL, remplie à 15 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans un étui en papier-PET/PP.
PC0131A16: siringa pre-riempita a usage unique de 20 mL, remplie à 20 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans un étui en papier-PET/PP.
PC0131A17: siringa pre-riempita a usage unique de 20 mL, remplie à 20 mL, avec embout Luer Lock, conditionnée individuellement dans un étui en papier-PET/PP.

Seuls le contenu et l'extérieur de la seringue sont stériles. La seringue et le produit sont stérilisés en autoclave à la chaleur humide.

The volume indiqué sur l'étiquette se réfère au volume de remplissage de la seringue. L'échelle graduée reportée sur l'étiquette de l'emballage primaire (seringue) n'a aucune fonction de mesure.

INDICATIONS D'UTILISATION
 Ce dispositif médical est destiné à la gestion sûre des accès vasculaires. Il sert à faire en sorte que les cathétres veineux centraux (CVC) restent perméables dans l'intervalle intertidale et remplis aussi une fonction anticoagulante. La présence du citrate de sodium détermine une action chélatante pour les ions calcium présents dans le sang et dans les tissus, ce qui les rend non disponibles pour la cascade de coagulation. Par conséquent, cette solution élimine les risques d'une anticoagulation systémique associée à l'utilisation d'héparine comme solution verrou et garantit une complète sécurité et commodité d'utilisation grâce à la seringue préremplie prête à l'emploi.

Durch Ergreifen aseptischer Maßnahmen kann D.B.M. C-LOCK 4% in sterilen Bereichen benutzt werden.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPILO

- Utiliser uniquement par du personnel de santé ayant reçu une formation adaptée et, par conséquent, en mesure d'adopter toutes les précautions nécessaires.
- Ne pas administrer par voie intraveineuse.
- N'utiliser le produit pour des usages non conformes à ceux recommandés.
- Ne pas utiliser le produit si l'emballage est ouvert ou abîmé, si la seringue n'est pas parfaitement intacte ou si le capuchon présente des signes d'endommagement susceptibles de provoquer des fuites de la seringue.
- Ne pas utiliser le produit si la solution n'est pas incolore ou contient des particules.
- Une fois l'emballage ouvert, le dispositif doit être immédiatement utilisé et éliminé après usage.
- Exclusivement à usage unique. Procéder à l'emploi de tout produit utilisé partiellement ou dont la réutilisation pourrait provoquer des contaminations croisées entre le patient et le professionnel de santé.
- Ne pas re-steriliser.
- Ne pas injecter de l'air dans la seringue et veiller à ce qu'il n'y ait ni reste pas d'air emprisonné dans le parcours du fluide. Utiliser uniquement avec des connecteurs Luer Lock compatibles.
- Si le dispositif d'accès vasculaire n'est suffisamment fermé, il est possible que des caillots se forment, avec pour conséquence une thrombose.
- Si on doit prélever un volume d'injection supérieur au volume d'amorçage de la lumiere indiqué par le constructeur du dispositif d'accès vasculaire.
- Si des prises de sang doivent être réalisées à travers le cathéter, il convient de tenir compte du fait que des résidus - même minimes, de citrate de sodium, peuvent donner lieu à des résultats cliniques erronés.
- Si le résultat d'une iniection n'est pas celui attendu, on peut répéter l'iniection.
- Tenir éloigné des enfants et de la vue des enfants.

GENEALNICATIONS UND NEEBENWIRKUNGEN

Sollte ein Anteil des Natriumzitrat, das sich während des intertidalen Intervalls im Katheter befindet, irrtümlich in den Blutkreislauf des Patienten gelangt, wirkt dies auf Calciumionen chelatierend, was zu Hypokalzämie und Hypernatremie sowie zu möglichen Manifestationen von Parästhesien und/oder Dysesthesien führen kann.











ANWENDUNGSANLEITUNG

- Das Gerät ist für einen einzigen Patienten vorgesehen.
- Vor der Gewährleistung seiner sterilen Produktumgebung muss das medizinische Fachpersonal die von seinem Institut vorgeschriebenen Verfahren befolgen und dabei stets entsprechende Maßnahmen ergreifen.
- Die Gültigkeit der im Etikett angegebenen Verfallsdaten angeben. Verfallsdatum prüfen.
- Den Beutel öffnen und die Spritze entnehmen. Die ordnungsgemäße Positionierung der Spritze anpacker, die Transparenz der Lösung und die Abwesenheit von Partikeln prüfen. Falls erforderlich, die Spritze auf einem sterilen Unterlage ablegen.
- Bei einer eventuellen Lösung von Schließmittel vollständig entfernt, aspirieren mit einer sterilen Spritze.
- Die Lumen und jede Kammer der Spritze gründlich mit steriler Lösung (0,9% Natriumchlorid) spülen, um alle aus früheren Anwendungen zurückgebliebenen Residuen vollständig zu entfernen.
- Den Kolbenkopf mit aufgesetzter Verschlusskappe drücken, um die Versiegelung des GummiKolbens aufzuheben.
- Die Verschlusskappe entfernen, dabei der Luer-Konus der Spritze vorsichtig in die Verschlusskappe stecken, um Kontaktkontaminierung zu vermeiden.
- Spritze vertikal halten und eventuelle vorhandene Luftblasen freisetzen.
- Die Spritze an der Luer-Lock-Verbindung des für den vaskulären Zugang benutzten Instruments anschließen und dabei darauf achten, dass der Luer-Konus der Spritze nicht durch einen Kontakt kontaminiert wird.
- Gemäß den Empfehlungen des Herstellers des für den vaskulären Zugang benutzten Instruments und dem eigenen Institut vorgegebenen Verfahren die Menge an Sperrlösung langsam (5 - 10 Sekunden) injizieren.
- Die leere Spritze und eventuell nicht verwendete Lösungsräume nach Anwendungsbedingungen entsprechend den geltenden nationalen Vorschriften entsorgen.

HALTBARKEITSDAUER
 3 Jahre bei ungebrochener Verpackung.

AUFBEWAHRUNG

Die Spritzen fest verschlossen, außerhalb direkter Lichteinwirkung und fern von Wärmequellen bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C lagern. Nicht einfrieren. Das Verfallsdatum gilt für Produkte in unversehrten Verpackungen, die korrekt gelagert werden. Das Medizinprodukt nach diesem Datum nicht verwenden.

AUF DEM ETIKETT VERWENDETE SYMBOLE	
	Nicht wiederverwenden - Einwegprodukt
	Hersteller
	Artikelnummer
	Durch feuchte Hitze sterilisiert
	Produktionslos
	Verfallsdatum
	Im Fall einer öffnen oder beschädigten
	Nicht zu verwenden
	Latexfrei
 Medizinisches Gerät gemäß der Richtlinie 93/42/CEE	
D.B.M. Srl Via dell'Industria, 2 - 23030 Tovo di Sant'Agata (SO) - Italy T +39 0342 771613 - info@dbmitalia.it - www.dbmitalia.it	


D.B.M. C-LOCK 4%


STERILE 4% NATRIUMCITRATLÖSUNG

Sperrlösung mit steriler 4% Natriumcitratlösung für intravenöse Katheter.
 Steril - Latexfrei - Einwegprodukt

QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG
 DIHYDRAT / Natriumcitrat 40 g
 Excipients: Citronensäure-Monohydrat q. s. bis pH 6.7 - WASSER FÜR INJEKTIONSZWECKE q. b. zu 1000 ml

TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO
 Steriles, pyrogenfreies, gebrauchsfertiges Medizinprodukt - Klasse Iib.
 Dispositivo medico non soggetto a prescrizione medica.

- PACKUNGSFORMEN**
PC0131A1: siringa prellenada descartable de 3 mL, llenada a 2,5 mL, con empalme Luer Lock, empaçada individualmente en sobre de papel-PET/PP.
PC0131A2: siringa prellenada descartable de 3 mL, llenada a 2,5 mL, con empalme Luer Lock, empaçada en un sobre de papel-PET/PP.
PC0131A3: siringa prellenada descartable de 3 mL, llenada a 3 mL, con empalme Luer Lock, empaçada individualmente en sobre de papel-PET/PP.
PC0131A4: siringa prellenada descartable de 3 mL, llenada a 3 mL, con empalme Luer Lock, empaçada en un sobre de papel-PET/PP.
PC0131A5: siringa prellenada descartable de 3

D.B.M. C-LOCK 4%

STERIL 4% NATRIUMCITRAT

Steril 4% "Lock" natriumcitratilööseningti litravenouskateetre Steril - uden latex - engangsbrug

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
NATRIUMCITRAT TRIBASISK BİHYDRAT 4 g
 Bindeämne: CITRONSYREMONOHYDRAT q.s. ved pH 6.7 - VANN til injektionsvæsker q.s. ved 1000 ml.

INDENNYTTELSE
 Steril og pyrogenfri medicinsk udstyr, klar til brug - klasse Iib. Ikke receptfrit medicinsk udstyr.

INDPAKNING
PCE13KA1: 3 ml forfyldt engangsprøjte, fyldt til 2,5 mL, med Luer Lock-kobling, pakket enkeltvis i en PET/PP papirpose.
PCE13KA2: 3 ml forfyldt engangsprøjte, fyldt til 3 mL, med Luer Lock-kobling, pakket dobbeltvis i en PET/PP papirpose.
PCE13LA1: 3 ml forfyldt engangsprøjte, fyldt til 3 mL, med Luer Lock-kobling, pakket enkeltvis i en PET/PP papirpose.
PCE13LA2: 5 ml forfyldt engangsprøjte, fyldt til 3 mL, med Luer Lock-kobling, pakket dobbeltvis i en PET/PP papirpose.
PG13MA1: 5 ml forfyldt engangsprøjte, fyldt til 3 mL, med Luer Lock-kobling, pakket enkeltvis i en PET/PP papirpose.
PG13LA1: 10 ml forfyldt engangsprøjte, fyldt til 3 mL, med Luer Lock-kobling, pakket enkeltvis i en PET/PP papirpose.
PG13MA2: 10 ml forfyldt engangsprøjte, fyldt til 5 mL, med Luer Lock-kobling, pakket enkeltvis i en PET/PP papirpose.
PG13MA1: 10 ml forfyldt engangsprøjte, fyldt til 5 mL, med Luer Lock-kobling, pakket enkeltvis i en PET/PP papirpose og en anden aluminiumpose.
PCH13A1: 20 ml forfyldt engangsprøjte, fyldt til 15 mL, med Luer Lock-kobling, pakket enkeltvis i en PET/PP papirpose.
PCH13A2: 20 ml forfyldt engangsprøjte, fyldt til 20 mL, med Luer Lock-kobling, pakket enkeltvis i en PET/PP papirpose.

For alle de forskellige indpakninger er kun indholdet og ydersiden af sprøjten er steril. Sprøjten og produktet autokleres med fugtig varme.

Volumen vist på etiketten henviser til sprøjtes påfyldningsvolumen. Den graderede skala, der er vist på etiketten på den primære indpakning (sprøjter), har ingen målefunktion.

ANVENDELSESFORMLER
 Dette medicinske udstyr er beregnet til sikker drift af vaskular adgang. Det har den funktion at holde de centrale veneise katetre (CVC) åbne i det interdiyaliske interval og også at udføre en antikoagulant funktion. Tilstedeværelsen af citrat bestemmer en chelaterende virkning for de calciumioner, der er til stede i blodet og væv, hvilket gør dem ikke evigt enskede i blodkarens væg og forhindrer dem i at bestemme en kompleksdannende aktion for kalksaltsionerne som bestemmer seg i blod og væv, rose som gør dem mer tilgængelige for koagulation. Dermed eliminerer denne løsningens farene for systemisk antikoagulation i samband med anvendelse af heparin som løsning for lock og garanterer fuldständig sikkerhed og brugervenlighed takket være den forføjlede sprøjte klar til brug.

Ved at anvende en aseptisk teknik kan D.B.M. C-LOCK 4% bruges i det sterile felt.

SÆRLIGE ADVARSEL OG FØRSIGTHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN

- Må kun bruges af korrekt uddannede medicinske personale og efter i stand til at tage alle nødvendige forholdsregler.
- Må ikke indgives intravenøst.
- Må kun bruges i andre former end dem, der er bestemt til disse tilslagnede anvendelser.
- Produktet må ikke bruges, hvis indpakningen er åben eller beskadiget, hvis sprøjten ikke er helt intakt, eller hvis hæften er beskadiget, så sprøjten lukkes.
- Produktet må ikke bruges, hvis oplysningerne ikke er færdiges eller indeholder partikler.
- Når enheden er åbnet, skal den bruges straks og kasseres efter brug.
- Udskældene i engangsbrug. Brugers etværdigt produkt, dog, så dets genbrug risikerer at medføre krydskontaminering mellem patient og bruger.
- Må ikke gensteriliseres.
- Blæs ikke luft ind i sprøjten og lad ikke luft komme i klemme under væskens gang. Brug kun med kompatibel Luer Lock.
- Hvis den vaskulære adgangsinledning ikke er lukket nok, kan der dannes blodpropper, hvilket resulterer i trombose.
- Brug ikke et injektionsvolumen, der er større end det volumen, der er angivet af producenten af det vaskulære adgangssystem.
- Hvis der trækkes blod gennem kateteret, skal du huske, at selv minimale rester af natriumcitrat kan føre til fejlagtige kliniske resultater.
- Opbevares utilgængeligt og ikke til syne for børn.

KONTRAIMDOKATIONER OG BIVIRKNINGER
 Hvis der er tilfældigt kontakt med produktet under det interdiyaliske interval, udløst kommer ind i patientens kredsløb, kan fenomenet med chelering af calciumioner forekomme med deraf følgende hypokalcæmi og hypernatæmi samt mulige manifestationer af paræstesi og eller dysegesi.

BRUGSANVISNINGER
 Engangsudstyr beregnet til enkelt patient.
 For at sikre en steril indgivelse af produktet skal sundhedspersonalet overholde procedurerne fra deres institution og angivne instruktioner for korrekt brug af produktet.
 Kontroller gyldigheden af udløbsdatoen, der er angivet på posens foringsindside.
 Åbn posen og lag sprøjten ud. Kontroller den korrekte placering af sprøjlehæften, gennemsigtheden af opløsningen og fraværet af partikler. Placer den nødvendige sprøjten på et sterile felt.
 Fjern eventuelle tidligere anvendte kateterlukningsopslinger ved at opsuge med en tom steril sprøjte.
 Vask lumen for hvert kateter ved hjælp af en steril isotonisk opløsning (natriumchlorid 0,9%) for at fjerne resterende blodkomponenter fra tidligere operationer.
 Skub stemplet med foringsproppen indst for at fjerne gummitningen.
 Fjern lasehæften og sørg for, at der ikke forekommer kontaktforurening med sprøjtes Luer-kegle.
 Fjern eventuelle luftbobler ved at holde sprøjten lodret.
 Tilslut sprøjten til Luer Lock-koblingen på det vaskulære adgangssystem, og pas på at undgå forurening ved berøring af sprøjtes Luer-kegle.
 Indsæt langsomt (5-10 sekunder) mængden af "Lock"-opløsning i overensstemmelse med anbefalingerne fra producenten af det vaskulære adgangssystem og i henhold til den procedure, der er vedtaget af din institution.
 nationale regler.

GYLDIGHEDSPERIODE
 3 år i ubånet indpakning.

OPBEVARENING
 Opbevar sprøjterne tæt lukket væk fra direkte lys og værmekilder ved en temperatur mellem + 5 ° C og + 30 ° C. Må ikke fryses. Udløbsdatoen henviser til det uåbnede produkt, korrekt opbevaret. Brug ikke det medicinske udstyr efter denne dato.



SYMBOLER ANVENDT PÅ ETIKETTEN		
	Må ikke genbruges - Engangsbrug	Fabrikant
	Produktkode	Steriliseret ved fugtig varme
	Produkttype	Yderligere en den sekundære indpakning (optional PET/PP) er ikke steril
	Fremstillingslot	Yderligere en den sekundære indpakning (optional PET/PP) er ikke steril
	Udløbsdato	Må ikke gensteriliseres
	Brug ikke med åben eller beskadiget indpakning	Opbevaringstemperaturgrænser
	Se brugsanvisningerne	Holdes væk fra lys og værmekilder
	Uden latex	Beskyttes mod fugt
	Medicinsk udstyr i overensstemmelse med direktiv 93/42/CEE	
	D.B.M. Srl Via dell'industria, 2 - 23030 Tovo di Sant'Agata (SO) - Italy T +39 0342 771613 - info@dbmlitalia.it - www.dbmlitalia.it	

D.B.M. C-LOCK 4%

STERILIILI NATRIUMSITRAATTI 4%

Sterilisi 4% natriumisitraatti "lock" ratkaisun verisuonikateetille Steriili - Läketeitos - Kertäkäyttöinen

LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS
NATRIUMSITRAATTI TRIBASISK BİHYDRAT 4 g
 Aineet: sitraunihydroxytriitonisyrä q.s. pH 6,7 - INJEKTIONESTEISIN KÄYTTÄVÄ VESI q.1000 ml.

LAITTEEN TYYPPI
 Sterilisi ja pyrogenvapaa lääkinällinen laite, käyttövalmis - Luokkia Iib. Ikke receptfrit medicinsk udstyr.

PAKKAUS
PCE13KA1: esilyetetty kertäkäyttöinen 3 ml ruisku, läyhetty 2,5 ml, Luer Lock-littimellä, yksittäispakattu paperi-PET/PP-pussin.
PCE13KA2: 3 ml forfyldt engangsprøjte, fyldt til 3 mL, med Luer Lock-kobling, pakket enkeltvis i en PET/PP papirpose.
PCE13LA1: 3 ml forfyldt engangsprøjte, fyldt til 3 mL, med Luer Lock-kobling, pakket enkeltvis i en PET/PP papirpose.
PCE13LA2: 5 ml forfyldt engangsprøjte, fyldt til 3 mL, med Luer Lock-kobling, pakket enkeltvis i en PET/PP papirpose.
PG13MA1: 5 ml forfyldt engangsprøjte, fyldt til 3 mL, med Luer Lock-kobling, pakket enkeltvis i en PET/PP papirpose.
PG13LA1: 10 ml forfyldt engangsprøjte, fyldt til 3 mL, med Luer Lock-kobling, pakket enkeltvis i en PET/PP papirpose.
PG13MA2: 10 ml forfyldt engangsprøjte, fyldt til 5 mL, med Luer Lock-kobling, pakket enkeltvis i en PET/PP papirpose og en anden aluminiumpose.
PCH13A1: 20 ml forfyldt engangsprøjte, fyldt til 15 mL, med Luer Lock-kobling, pakket enkeltvis i en PET/PP papirpose.
PCH13A2: 20 ml forfyldt engangsprøjte, fyldt til 20 mL, med Luer Lock-kobling, pakket enkeltvis i en PET/PP papirpose.

Kaikkia pakkaustyyppieissä vain sisältö ja ruiskun ulkopuoliset osat steriilisiä. Ruisku ja tuote on steriloitu automaattisessa kostealla lämmöllä.

Tarvassa annettu tilavuus ruiskun ruiskun käyttötilavuuteen. Ensimmäisen pakkauksen (ruisku) etiketissä olevilla mitta-asteikoilla ei ole mittausfunktioita.

KÄYTTÖOHJEET
 Tämä lääkinällinen laite on tarkoitettu vaskularisten teiden turvallista hallintaa varten. Sen tehtävänä on pitää auki keskuslaskimokateetreja (KLC) interdiyalisessä välikassa toiminnalla myös varen hyyymistä estävänä lähteenä. Sitraatin pakkaus saa aikaan keltovain välikassa ja kudussa olevien kalsiumionien vuoksi, jonka vuoksi ne eivät ensää ole kalsiumeiden sekoitusta. Derfor ferner denna opløsning postaa varen hyyymiseen tiliyden systemens vaaran yhdyttänä heparinin käyttöön, lock-ratkaisuna ja takaa täydellisen turvallisuuden ja käytännöllisyyden esteimälteenä käyttövälinein asennusta.

Sovellamassa aseptista tekniikka. D.B.M. C-LOCK 4% voidaan käyttää steriilillä alueella.

ERISYYSVAROITUKSET JA KÄYTTÖÖN LIITYVÄT VARTOIMET

- Käytä suositun van asiantuntijain koulutusten terveydenhuoltohenkilöstön toimesta, joka kykenee näin ollen sovellaan kaikki tarvittava valmistamienpeltä.
- Et saa ammatillista lisäksennettä.
- Älä käytä tuotetta sen käyttöohjeistuksesta poikkeavalla tavalla.
- Älä käytä tuotetta jos pakkaus on avattu tai vahingoittunut, jos ruisku ei ole ehjä tai jos korkissa on sellaisia vahinkoja, jotka eivät kuulu tuotteen normaaliin käyttöön.
- Älä käytä tuotetta jos avauksia tai sisällöllä huikkasia.
- Kun pakkaus on avattu, laite tulee käyttää välittömästi ja postaa käytön jälkeen.
- När udstyret är öppet må det användas umiddelbart og elimineres efter bruk.
- Kun til injektionsvæsker, skal der tages hensyn til, at produktet kan være udløst og indholdet kan være udløst.
- Etisä uudelleensteriloida.
- Älä lisää ilmaa ruiskun älänsä anna ilmaa jääää lokuukun nesteen nähille. Käytä vain yhdenmuokaisia Luer Lock -littimiä.
- Jos suunennessään laite ei ole riittävästi suljettu, hyyymyä voi muodostua siitä seuraavalla kertalla.
- Älä käytä lumenä käyttöön nähden suurempaa ruiskutuslääkettä, joka on määrätty laskimonsisäisen laitteen valmistajan toimesta.
- Hvis der trækkes blod gennem kateteret, skal du huske, at selv minimale rester af natriumcitrat kan føre til fejlagtige kliniske resultater.
- Etisä oppbevares utilgængeligt og ikke til syne for børn.

KONTRAIMDOKAATIOIT JA BIVIRKUKSET
 Hvis der er tilfældigt kontakt med produktet under det interdiyaliske interval, udløst kommer ind i patientens kredsløb, kan fenomenet med chelering af calciumioner forekomme med deraf følgende hypokalcæmi og hypernatæmi samt mulige manifestationer af paræstesi og eller dysegesi.

KÄYTTÖOHJEET
 Engangsudstyr beregnet til enkelt patient.
 For at sikre en steril indgivelse af produktet skal sundhedspersonalet overholde procedurerne fra deres institution og angivne instruktioner for korrekt brug af produktet.
 Kontroller gyldigheden af udløbsdatoen, der er angivet på posens foringsindside.
 Åbn posen og lag sprøjten ud. Kontroller den korrekte placering af sprøjlehæften, gennemsigtheden af opløsningen og fraværet af partikler. Placer den nødvendige sprøjten på et sterile felt.
 Fjern eventuelle tidligere anvendte kateterlukningsopslinger ved at opsuge med en tom steril sprøjte.
 Vask lumen for hvert kateter ved hjælp af en steril isotonisk opløsning (natriumchlorid 0,9%) for at fjerne resterende blodkomponenter fra tidligere operationer.
 Skub stemplet med foringsproppen indst for at fjerne gummitningen.
 Fjern lasehæften og sørg for, at der ikke forekommer kontaktforurening med sprøjtes Luer-kegle.
 Fjern eventuelle luftbobler ved at holde sprøjten lodret.
 Tilslut sprøjten til Luer Lock-koblingen på det vaskulære adgangssystem, og pas på at undgå forurening ved berøring af sprøjtes Luer-kegle.
 Indsæt langsomt (5-10 sekunder) mængden af "Lock"-opløsning i overensstemmelse med anbefalingerne fra producenten af det vaskulære adgangssystem og i henhold til den procedure, der er vedtaget af din institution.
 nationale regler.

GYLDIGHEDSPERIODE
 3 år i ubånet indpakning.

OPBEVARENING
 Opbevar sprøjterne tæt lukket væk fra direkte lys eller værmekilder, i en temperatur mellem +5 °C og +30 °C. De skal ikke fryses. Udløbsdatoen henviser til det uåbnede produkt i integreret indpakning og opbevaret korrekt. Ikke brug medicinsk udstyr som er gået ut over denne dato.

TARRASSA KÄYTTY KUVAKKEET	
	Älä käytä uudelleen - Engäkäyttöinen
	Tuotteen koodi
	Valmistuseriä
	Väiminen käyttövälimäärä
	Brug ikke med åben eller beskadiget indpakning
	Se brugsanvisningerne
	Ei sisällä lateksia
	Direktivoin 93/42/CEE mukainen lääkinällinen laite
	D.B.M. Srl Via dell'industria, 2 - 23030 Tovo di Sant'Agata (SO) - Italy T +39 0342 771613 - info@dbmlitalia.it - www.dbmlitalia.it

D.B.M. C-LOCK 4%

STERIL NATRIUMSITRAT 4%

"Lock"-löösing av steril natriumsträt på 4% för intravenösa kateter Steril - Lateksfri - Engangs

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
NATRIUMCITRAT BİHYDRAT 4 g
 Aineet: sitraunihydroxytriitonisyrä q.s. pH 6,7 - VANN til injektionsløsning quantum satis ved 1000 ml.

TYPE USTYR
 Steril og ikke-pyrogenet medicinsk udstyr, klart til bruk - klasse Iib. Medicinertisk udstyrning som är inte receptbelagd.

INDPAKNING
PCE13KA1: Prefylt engangsprøjte på 3 ml, fyldt til 2,5 ml, med Luer Lock, pakket enkeltvis i PET/PP-papirpose.
PCE13KA2: 3 ml forfyldt engangsprøjte på 3 ml, fyldt til 2,5 ml, med Luer Lock, dobbelt indpakning i PET/PP-papirpose.
PCE13LA1: 3 ml forfyldt engangsprøjte på 3 ml, fyldt til 3 ml, med Luer Lock, pakket enkeltvis i PET/PP-papirpose.
PCE13LA2: 5 ml forfyldt engangsprøjte på 3 ml, fyldt til 3 ml, med Luer Lock, pakket enkeltvis i PET/PP-papirpose.
PG13MA1: 5 ml forfyldt engangsprøjte på 3 ml, fyldt til 3 ml, med Luer Lock, pakket enkeltvis i PET/PP-papirpose.
PG13LA1: 10 ml forfyldt engangsprøjte på 3 ml, fyldt til 3 ml, med Luer Lock, pakket enkeltvis i en paperspase af PET/PP.
PG13MA2: 10 ml forfyldt engangsprøjte på 5 ml, fyldt til 5 ml, med Luer Lock, pakket enkeltvis i en paperspase af PET/PP og en anden aluminiumpose.
PCH13A1: 20 ml forfyldt engangsprøjte på 15 ml, fyldt til 15 ml, med Luer Lock, pakket enkeltvis i en paperspase af PET/PP.
PCH13A2: 20 ml forfyldt engangsprøjte på 20 ml, fyldt til 20 ml, med Luer Lock, pakket enkeltvis i en paperspase af PET/PP.

I alle typer indpakning er kun indholdet og sprøjtes overflade er steril. Sprøjten og produktet er steriliseret i autoklave med varm damp.

Det angitte volumen på etiketten henviser til oppfyllingsvolumet til sprøyten. Graderingsskålen som er angitt på etiketten til hovedinnpakningen (sprøyter) har ikke målingsfunksjoner.

BRUKSFORMLER
 Dette medicinske udstyr er tilrettet til sikker hantering af vaskular tilgang. Det har som funktion å opprettholde enkle tilgang i sentrale venekatetre (SVK) interdiyalisk intervall, samt å det har en antikoagulerende funksjon. Tilstedeværelsen av citrat bestemmer en chelaterende aksjon for kalksaltsionerne som bestemmer seg i blod og vev, rose som gjør dem mer tilgjengelige for koagulasjon. Dermed eliminerer denne løsningen farene for systemisk antikoagulation i samband med anvendelse av heparin som løsning for lock og garanterer fullständig sikkerhet og brukbarhet takket være den forføjlede sprøyte som er klar til bruk.

Ved hjelp av en aseptisk teknik kan D.B.M. C-LOCK 4% kan brukes i et sterilt felt.

SÆRSLEIE ANVISNINGER OG FORHOLDSREGLER VID BRUK

- Må kun bruk av korrekt uddannede medicinske personal som og etter i stand til å ta i bruk alle hensiktsmessige forholdsregler.
- Etisä ammatillista lisäksennettä.
- Använd inte produkten för andra syften än den användning som den avsetts för.
- Använd inte produkten om förpackningen har brutits eller är skadad, om sprutan inte är helt intakt eller om locket är skadat så att sprutan leakage.
- Använd inte produkten om lösningen inte är färdig eller innehåller partiklar.
- När enheten väl är öppnads må den användas omedelbart och kasseras efter användning.
- Endst för engångsbruk. Bortskaffa alla vätske använda produkter värs återanvändning kan orsaka korskontaminering mellan patient og värdgiver.
- Fär ikke gensteriliseres.
- Blås ikke luft i sprutan og låt inte luft få komme i klemme under væskens gang. Används endast tillsammans med kompatibel Luer-åls katettkond.
- Om kärlløskatensentente inte är tillräckligt stängt kan blodproppar bildas, vilket resulterar i trombos.
- Använd ikke volumet å løyninga som er større ån volumet for brukingsløyninga som er angitt av produsenten af det vaskulære adgangssystem.
- Om man skulle trækkes blod gjennom kateteret, skal man komma ihåg at selv minimale rester av natriumcitrat kan føre til fejlagtige kliniske resultater.
- Etisä oppbevares utilgængelig og synligt for barn.

BIVIRKNINGER
 Hvis der er tilfældigt kontakt med produktet under det interdiyaliske intervall, udløst kommer ind i patientens kredsløb, kan fenomenet med chelering af calciumioner oppstå med deraf følgende hypokalcæmi og hypernatæmi, samt möjlig forekomst av paræstesi och eller dysegesi.

BRUKSANVISNING
 Engangsudstyr beregnet til enkelt patient.
 For å sikre å sikkerhet av produktet skal sundhetspersonalet overholde prosedyrene som foreskrevet av instituttet og å ta i bruk en aseptisk teknikk for hele prosedyren.
 Kontroller gyldigheten av udløbsdatoen, der er angitt på posens vettesside side.
 Åbn posen og lag sprøyten ut. Kontroller den korrekte plassering av sprøytehæften, gjennomsigtheten av oppløsningen og fraværet av partikler. Plasser den nødvendige sprøyten på et sterile felt.
 Fjern eventuelle tidligere anvendte kateterlukningsopslinger eller kateteret som har vært i bruk tidligere ved å sugge opp med en tom, steril sprøyte.
 Vask lumen for hvert kateter ved hjelp av en steril isotonisk løsning (natriumklorid 0,9%) for å fjerne alle blodbestandter fra foregående operasjoner.
 Trykk in kolvem med laskåpen innset for å ta bort gummitningen.
 Ta bort locket og forsikre deg om at ingen kontaminering sker ved kontakt med nålens luerkopling.
 Fjern lasehæften og sørg for at det ikke forekommer kontaktforurening med sprøytes Luer-kegle.
 Fjern eventuelle luftbobler ved å holde sprøyten vertikalt.
 Tilslut sprøyten til Luer Lock-flåsten på kåriløskatensordning. Vær nøye med å undgå kontaminering ved kontakt med Luer-kolven på sprutan.
 Injiser mængden av "Lock"-løsningen langsomt, 5 - 10 sekunder, i samsvar med anbefalinger fra produsenten for utstyr for vaskulær tilgang og i henhold til anvendte prosedyrer ved instituttet.
 Etter bruk skal den tørres grundig og oppbevares utilgjengelig.
 Ikke injiser en mængd som overskrider kateteretolymen.
 Kassera den tomme sprøyte og alle væskenåls løsningsvolymer etter anvendning enligt gjældende nasjonale bestemmelser.

GYLDIGHETSPERIOD
 3 år i ubånet forpakning.

OPBEVARENING
 Sprøyterne må oppbevares godt lukket uten direkte lys eller værmekilder, i en temperatur mellom +5 °C og +30 °C. De skal ikke fryses. Utløbsdatoen henviser til produktet i integrert innpakning og lagret riktig. Ikke bruk medicinsk utstyr som er gått ut over denne dato.

SYMBOLER SOM ER BRUKT I ETIKETTEN	
	Ikke til genbruk - engangsprøyte
	Produktkode
	Produktionsparti
	Utløbsdato
	Ikke bruk dersom innpakningen er åpnet eller skadet
	Se bruksanvisningen
	Fri for lateks
	Medicinsk utstyr i samsvar med direktiv 93/42/CEE
	D.B.M. Srl Via dell'industria, 2 - 23030 Tovo di Sant'Agata (SO) - Italy T +39 0342 771613 - info@dbmlitalia.it - www.dbmlitalia.it

D.B.M. C-LOCK 4%

NATRIUMCITRAT 4% STERIL

Steril 4% natriumcitrat löösening för intravenösa kateter Steril - Lateksfri - För engangsbruk

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
NATRIUMCITRAT TRIBASISK BİHYDRAT 4 g
 Aineet: sitraunihydroxytriitonisyrä q.s. pH 6,7 - VATTEN för injektioner quantum satis till 1000 ml.

TYPE USTYR
 Steril och ikke-pyrogenet medicinsk udstyr, klart til använing - Klass Iib. Medicinertisk udstyrning som är inte receptbelagd.

FORPÆKNING
PCE13KA1: 3 ml forfyldt engangsprøjte, fyldt til 2,5 ml, med Luer Lock-flåste, förpackad individuelt i en paperspase af PET/PP.
PCE13KA2: 3 ml forfyldt engangsprøjte, fyldt til 2,5 ml, med Luer Lock-flåste, dobbeltförpacket i en paperspase af PET/PP.
PCE13LA1: 3 ml forfyldt engangsprøjte på 3 ml, fyldt til 3 ml, med Luer Lock-flåste, förpackad individuelt i en paperspase af PET/PP.
PCE13LA2: 5 ml forfyldt engangsprøjte på 3 ml, fyldt til 3 ml, med Luer Lock-flåste, förpackad individuelt i en paperspase af PET/PP.
PG13MA1: 5 ml forfyldt engangsprøjte på 3 ml, fyldt til 3 ml, med Luer Lock-flåste, förpackad enkeltvis i en paperspase af PET/PP.
PG13LA1: 10 ml forfyldt engangsprøjte på 3 ml, fyldt til 3 ml, med Luer Lock-flåste, förpackad enkeltvis i en paperspase af PET/PP og en anden aluminiumpose.
PCH13A1: 20 ml forfyldt engangsprøjte på 15 ml, fyldt til 15 ml, med Luer Lock-flåste, förpackad individuelt i en paperspase af PET/PP.
PCH13A2: 20 ml forfyldt engangsprøjte på 20 ml, fyldt til 20 ml, med Luer Lock-flåste, förpackad enkeltvis i en paperspase af PET/PP.

For alle typer forpackninger er till det endelige indholdet og udsiden af sprutan å sterilt. Sprutan og produktet steriliseres i autoklav med fugtig varme.

Volumen som angies på etiketten henviser til oppfyllingsvolumet. Den graderede skålen, som finns huvudförpackningens etikett (sprutan), har ingen målingsfunksjon.

AVSÆD ANVÄNING
 Detta medicinske udstyr er tilrettet for sikker hantering af kåriløskatensentente. Det har funktionen å hålla de centrale veneise katetrene (CVC) åpne i det interdiyaliske intervall og åvnen utlösa en antikoagulerende funksjon. Tilstedeværelsen av citrat bestemmer en chelaterende aksjon for kalksaltsionerne som bestemmer seg i blod og vev, rose som gjør dem mer tilgjengelige for koagulasjon. Derfor eliminerer denne löösningens farene for systemisk antikoagulation i samband med anvendelse av heparin som löösning og garanterer fullständig sikkerhet og brukbarhet takket være den forføjlede sprütan som er ferdig ått ått bruk.

Genom att tillämpa en aseptisk teknik, kan D.B.M. C-LOCK 4 % användas i sterila områden.

SÄRSKILDA VARNINGAR OG FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNING

- Fär endast användas av lämpligt utbildad medicinsk personal som kan vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder.
- Etisä ammatillista lisäksennettä.
- Använd inte produkten för andra syften än den användning som den avsetts för.
- Använd inte produkten om förpackningen har brutits eller är skadad, om sprutan inte är helt intakt eller om locket är skadat så att sprutan leakage.
- Använd inte produkten om lösningen inte är färdig eller innehåller partiklar.
- När enheten väl är öppnads må den användas omedelbart och kasseras efter användning.
- Endst för engångsbruk. Bortskaffa alla vätske använda produkter värs återanvändning kan orsaka korskontaminering mellan patient og värdgiver.
- Fär ikke gensteriliseres.
- Blås ikke luft i sprutan og låt inte luft få komme i klemme under væskens gang. Används endast tillsammans med kompatibel Luer-åls katettkond.
- Om kärlløskatensentente inte är tillräckligt stängt kan blodproppar bildas, vilket resulterar i trombos.
- Använd ikke volumet å løyninga som er større ån volumet for brukingsløyninga som er angitt av produsenten af det vaskulære adgangssystem.
- Om man skulle trækkes blod gjennom kateteret, skal man komma ihåg at selv minimale rester av natriumcitrat kan føre til fejlagtige kliniske resultater.
- Etisä oppbevares utilgængelig og synligt for barn.

KONTRAIMDOKATIONER OCH BİEFFEKTER
 Hvis der er tilfældigt kontakt med produktet under det interdiyaliske intervall, udløst kommer ind i patientens kredsløb, kan fenomenet med chelering af calciumioner oppstå med deraf følgende hypokalcæmi og hypernatæmi, samt möjlig forekomst av paræstesi och eller dysegesi.

BRUKSANVISNING
 Engangsudstyr beregnet til enkelt patient.
 For å sikre å sikkerhet stillt applicering av produktet må helseoperatøren overholde prosedyrene som foreskrevet av instituttet og å ta i bruk en aseptisk teknikk for hele prosedyren.
 Kontroller gyldigheten av udløbsdatoen, der er angitt på posens vettesside side.
 Åbn posen og lag sprøyten ut. Kontroller den korrekte plassering av sprøytehæften, gjennomsigtheten av oppløsningen og fraværet av partikler. Plasser den nødvendige sprøyten på et sterile felt.
 Fjern eventuelle tidligere anvendte kateterlukningsopslinger eller kateteret som har vært i bruk tidligere ved å sugge opp med en tom, steril sprøyte.
 Vask lumen for hvert kateter lumen ved hjelp av en steril isotonisk oppløsning (natriumklorid 0,9%) for å fjerne alle blodbestandter fra foregående operasjoner.
 Trykk in kolvem med laskåpen innset for å ta bort gummitningen.
 Ta bort locket og forsikre deg om at ingen kontaminering sker ved kontakt med nålens luerkopling.
 Fjern lasehæften og sørg for at det ikke forekommer kontaktforurening med sprøytes Luer-kegle.
 Fjern eventuelle luftbobler ved å holde sprøyten vertikalt.
 Tilslut sprøyten til Luer Lock-flåsten på kåriløskatensordning. Vær nøye med å undgå kontamin